



TELEMEDICO

La telemedicina cardiologica in farmacia:

- Contribuisce alla salute del cittadino; la prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari riducono l'incidenza di eventi, la gravità degli esiti e della prognosi.
- Favorisce la riduzione della spesa sanitaria: le malattie cardiovascolari costituiscono una voce di spesa importante nell'economia del sistema sanitario nazionale.
- Qualifica il professionista sanitario: l'erogazione di servizi per la salute del cittadino valorizza la professionalità e le competenze del farmacista.
- Rinnova il rapporto cliente-farmacista: i servizi di telemedicina cardiologica generano nuovi flussi di clienti e favoriscono l'identificazione del presidio come riferimento non solo per l'acquisto di farmaci ma per l'erogazione di prestazioni e di consulenze.

Holter Pressorio

Di cosa si tratta

L'holter pressorio in telemedicina permette la registrazione dei valori di P.A e F.C dell'utente durante le 24 ore (nelle ore diurne e notturne, a riposo e in attività) e la successiva trasmissione e refertazione a distanza da parte di uno specialista cardiologo del nostro centro.

Quando è utile

La misurazione dei valori di PA e FC nelle 24 ore è particolarmente indicata:

- Nei pazienti ipertesi in terapia farmacologica, per controllare l'efficacia del farmaco ed escludere in ogni momento della giornata eventuali picchi ipertensivi estremamente dannosi per le arterie.
- Nei pazienti normotesi con sintomatologia che potrebbe essere correlata a picchi ipertensivi (vertigini, sbandamenti, vampate, sudore freddo, sanguinamento dal naso, svenimento, senso di testa vuota etc..).
- Per monitorare l'atleta che pratica attività sportiva a livello agonistico.
- Per pazienti con ipertensione resistente ai farmaci.

- Per pazienti con ipertensione instabile.
- Per persone fortemente emotive affette dalla sindrome del camice bianco (con picchi ipertensivi correlati alla visita medica).
- Per persone affette da ipotensione notturna.

Come si effettua

L'operatore personalizza l'apparecchio e lo applica all'utente fornendogli le indicazioni di funzionamento; l'apparecchio rileva e registra secondo la cadenza programmata i valori pressori; dopo le 24 ore l'utente riconsegna l'apparecchio all'operatore che trasferisce i dati al centro refertazione.

Il medico specialista analizza i dati e invia il referto alla farmacia che lo scarica e lo consegna all'utente.

Il nuovo apparecchio consente una misurazione veloce, più comoda e senza alcun problema durante le 24 ore.

Tempi di refertazione

Le refertazioni HP vengono evase in orario di presidio tecnico (tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13) , compatibilmente con la priorità assegnata ai servizi di teleconsulto e comunque non oltre le 24 ore di presidio tecnico.

I dispositivi

Telemedico ha scelto per i suoi clienti il seguente apparato per la registrazione dell'Holter pressorio:

Tensio Web



Costo Euro 60,00